



ТОВ «ЗЕНТЕКС», 01001, Україна, м. Київ, вул. Лютеранська 4, кв.1; ЄДРПОУ: 39157124
П/р UA72 305299 00000 26003026215578 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Тел. +38(096)3172737 | www.zentex.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва: Засоби гелеві антимікробні «ОпiкУн»® ТУ У 21.2-39157124-002:2014
Специфікація: Серветка гелева антимікробна «ОпiкУн»® (20x20 см)
Партія №: ОТ2024-09
Дата виготовлення: 18.09.2024
Термін придатності: 18.09.2027 (3 роки)
Кількість: 3000 шт.

Таблиця 1

Назва показника	Норма	Результати
Кількість в упаковці	1 шт.	Відповідає
Розмір	20,0 x 20,0 ($\pm 1,0$) см	Відповідає
Зовнішній вигляд	Однорідна драглеподібна маса без сторонніх домішок. Серветки та смужки мають бути цілісними, з рівними краями; допускається наявність бульбашок повітря та незначене помутніння, зморшки. Без забруднень.	Відповідає
Водневий показник	5,7-8,9 рН	Відповідає
Пакування	Трьохшарова індивідуальна упаковка	Відповідає

Таблиця 2

Назва показника	Нормоване значення показника згідно з технічними умовами	Фактично визначене значення показника	НД та метод випробувань	Результати досліджень
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше	10^3	$<10^3$	ДСТУ ISO 21149:2010	Відповідає
Кількість грибів роду <i>Candida</i> та пліснявих грибів, КУО в 1 г, не більше	10^2	Відсутні	ДФУ, 2001, вид.1, пп.2.6.12-13	Відповідає
Бактерії родини <i>Enterobacteriaceae</i> в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДФУ, 2001, вид.1, пп.2.6.12-13	Відповідає
<i>Staphylococcus aureus</i> в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДСТУ ISO 22718:2010	Відповідає
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДСТУ ISO 18217:2010	Відповідає



Висновок: Засоби гелеві антимікробні «ОпiкУн»® ТУ У 21.2-39157124-002:2014, Серветка гелева антимікробна «ОпiкУн»® (20x20 см), виробництва ТОВ «Зентекс», відповідають вимогам ТУ У 21.2-39157124-002:2014 згідно протоколів випробувань та результатів санітарно-мікробіологічного дослідження від 04.10.2024.

Директор ТОВ «Зентекс

Місюра В.

М.П.

