



ТОВ «ЗЕНТЕКС», 01001, Україна, м. Київ, вул. Лютеранська 4, кв.1; ЄДРПОУ: 39157124
П/р UA72 305299 00000 26003026215578 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Тел. +38(096)3172737 | www.zentex.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва: Засоби гелеві антимікробні «ОпiкУн»® ТУ У 21.2-39157124-002:2014
Специфікація: Гідрогель антимікробний «ОпiкУн»® (60) ml (мл)
Партія №: ОН2024-04
Дата виготовлення: 19.04.2024
Термін придатності: 19.04.2027 (3 роки)
Кількість: 500 шт.

Таблиця 1

Назва показника	Норма	Результати
Фасування, шт	1	Відповідає
Об'єм в упаковці, г	60 ± 4,0	Відповідає
Водневий показник, рН	5,8 - 8,9	Відповідає
Пакування	Флакон з дозатором.	Відповідає
Зовнішній вигляд	Однорідна, драгелеподібна маса без сторонніх включень. Прозорий або напівпрозорий, еластичний, і на рановій поверхні товщиною до 1 мм. Допускається наявність поодиноких повітряних бульбашок та незначного помутніння. Не містить видимих забруднень.	Відповідає

Таблиця 2

Назва показника	Нормоване значення показника згідно з технічними умовами	Фактично визначене значення показника	НД та метод випробувань	Результати досліджень
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше	10 ³	<10 ³	ДСТУ ISO 21149:2010	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО в 1 г, не більше	Відсутні	Не виявлено	ДФУ, 2001, вид.1, пп.2.6.12-13	Відповідає
Бактерії родини Enterobacteriaceae в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДФУ, 2001, вид.1, пп.2.6.12-13	Відповідає
Staphylococcus aureus в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДСТУ ISO 22718:2010	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa в 1 г	Відсутні	Не виявлено	ДСТУ ISO 18217:2010	Відповідає



Висновок: Засоби гелеві антимікробні «ОпiкУн»® ТУ У 21.2-39157124-002:2014, а саме, специфікація: Гідрогель антимікробний «ОпiкУн» (60) ml (мл), виробництва ТОВ «Зентекс», відповідають вимогам ТУ У 21.2-39157124-002:2014 згідно протоколів випробувань та результатів санітарно-мікробіологічного дослідження від 29.04.2024.

Директор ТОВ «Зентекс»

Місюра В.А.

